

Крепление на колпак (КК2004 «Оптимус», КК2005 «Подарочный»)

1 Комплект поставки:

Контргайка




Держатель



Прижимной фланец



- 2 1. Просверлить в центре колпака отверстие



- 3 1. Обработать герметиком внутреннюю сторону шайбы

2. Установить держатель в отверстие колпака

3. Прикрутить до упора прижимной фланец

4. Затянуть подтягивающую шайбу до упора ключом на "24" после прикручивания прижимного фланца

5. Выставить **строго вертикально (!)** держатель флюгера, после этого зафиксировать прижимной фланец контргайкой

6. Установить флюгер на держатель

7. Закрепить колпак на столбе

